



## SANI-JET

**Modello:** 4126/P0

**Codice:** 00P4126P0AR0

**EAN:** 8003705119352

**Sani-Jet** è il primo **nebulizzatore igienizzante** compatto, maneggevole e facile da utilizzare, specifico per la **pulizia di qualsiasi superficie o ambiente da Covid-19\***, grazie all'azione di Sani-Jet Clean soluzione igienizzante fornita insieme al prodotto.

Utilizzare l'**igienizzatore Sani-Jet** è semplicissimo: è sufficiente sciogliere in acqua di rubinetto una bustina di **Sani-Jet Clean** fornita insieme al prodotto. Sani-Jet Clean in acqua genera **cloro attivo 0,1%**, che può essere utilizzato per la pulizia degli ambienti in conformità al Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020. A questo punto è possibile nebulizzare la soluzione **direttamente sulla superficie che desideri igienizzare**, direzionando l'apposito ugello e scegliendo l'intensità del getto. Una volta applicato il prodotto, la rimozione avviene in meno di un minuto.

*\*In conformità al Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020.*

### Specifiche prodotto

Potenza	400 Watt
Capacità serbatoio	700cc
Diametro ugello	1mm + 1 extra
Intensità di nebulizzazione regolabile	✓
Direzioni del getto	3
Copertura di igienizzazione con una ricarica	200 mq
10 bustine da 7gr di Sani-Jet Clean	✓
Lunghezza cavo	6mt

